

CLEANO 4. Le modèle professionnel d'entrée de gamme pour un nettoyage et un polissage simples et sûrs des cordons TIG. Et en plus, marquage clair et foncé.

- Nettoie efficacement les cordons de soudure TIG en quelques secondes
- Raccords entièrement en acier inoxydable
- Outils avec une fermeture à baïonnette, un changement rapide d'outils
- Les électrolytes respectent l'environnement et peuvent être utilisées dans l'industrie alimentaire
- Nettoyage avec le pinceau à hautes performances

Avec pinceau à hautes performances en fibres de carbone

- Permet également de nettoyer les endroits difficiles d'accès et les cordons soudés longs
- Une construction compacte
- Un fonctionnement sans défaillance
- Robuste et fiable
- Utilisation simple et en toute sécurité
- Application idéal en atelier et pour les finitions
- Poignée de transport

- Commutateur 3 positions
- 4 programmes :
 - Nettoyage
 - Polissage
 - Marquage clair
 - Marquage foncé
- Poignée de transport stable



- 1 Nettoyage des cordons de soudure
- 2 Polissage
- 3 Marquage (clair et foncé)



| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Modèle | CLEANO 4 |
| Code article | 123 1130SK |
| Spécifications techniques | |
| Alimentation | 230 V, 50 - 60Hz |
| Tension | 10 / 12 V CA, 12V CC |
| Courant de sortie | 80 A |
| Puissance | 800 W |
| Dimensions (L x l x h) | 345* x 180 x 285 mm |
| Poids net (brut) | 11.9 kg (16.4 kg) |

*sans raccordement par câble

| Modèle | Code Art. | € hors TVA |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| ① Kit d'équipement initial pour CLEANO 4 | 123 1130ES | |
| Pinceau à hautes performances Brushline Ø 10 mm | 123 6026ST | |
| Câble de masse noir, 3 m avec fermeture à baïonnette | 123 5024KS | |
| Câble de masse rouge, 3 m avec fermeture à baïonnette | 123 5024KR | |
| Récipient à col large, 500 ml | 123 2500WB | |
| Electrolyte C Plus, 1 l | 123 2040DC | |

Fig. : Kit d'équipement initial pour CLEANO 4 (contenu)

- Pinceau (Ø 10 mm)
- Câble de masse noir (3 m)
- Câble de masse rouge (3 m)
- Récipient à col large (500 ml)
- Electrolyte C Plus (1 l)

